


DETERMINACIÓN DE 2-BUTANONA EN ALCOHOL
 La columna empacada MFE-Vinicol dispone de una selectividad especial para el análisis de destilados y permite analizar la 2-butanona que no es resuelta por ninguna referencia de columna capilar. Este análisis tiene interés en el control de fraudes y en la determinación de disolventes industriales por cromatografía de gases.



ANÁLISIS VÍNICOS S.L.
 es distribuidor autorizado



Solicita ejemplar a
ANÁLISIS VÍNICOS

NUEVO CATÁLOGO DE SUPELCO Y FLUKA

Disponibles los nuevos catálogos de Fluka y Supelco 2005 - 2006 con mas de 30.000 productos de los cuales 6.000 son novedades. Con precios actualizados en euros.

MILLIPORE

ANÁLISIS VÍNICOS S.L.
 es distribuidor autorizado



NUEVOS FILTROS DE JERINGA 33MM DE DIÁMETRO

Ya está en marcha la sustitución del formato de filtro de 25mm por el de 33mm, en Nylon, Acetato de Celulosa y PVDF. Estos nuevos filtros presentan una mayor superficie lo que aumenta la capacidad de filtración a la vez que se reduce el volumen muerto por su nuevo diseño. Disponibilidad inmediata en formato de 100uds, 250uds y pack ahorro de 1000uds.



ANÁLISIS VÍNICOS S.L.
 es distribuidor autorizado



JASCO X-LC (XTREME LIQUID CHROMATOGRAPHY)

Nueva línea de instrumentación que pueda trabajar a presiones extremas superiores a 15.000psi compatibles con el trabajo con columnas de fases inferiores a 2µ. El sistema aumenta de manera drástica la rapidez y sensibilidad de los análisis. La modularidad permite un gran número de configuraciones, incluido un sistema doble formado por 2 equipos programables individualmente y controlados de forma independiente ocupando el espacio de una unidad convencional. Mayor productividad y ahorro de su instrumentación.

COLUMNAS ESPECIALES PARA ACOPLAMIENTO CON MASAS

Está disponible la serie Equity en fases 1, 5 y 1701 de muy bajo sangrado, ideales para el acoplamiento GC-MS.

La nueva línea Ascentis con selectividad única, larga vida y bajo ruido, las hace ideales para su acoplamiento LC-MS.

